

Boomerang GEL PAD™

Patch de protection



Boomerang est fabriqué à partir; d'une huile minérale de qualité USP exclusive et d'huiles essentielles

Usage recommandé : protection de la peau

- Hydratation graduellement et constante par une diffusion sur la peau
- Non-toxique, entièrement lavable, hypoallergénique
- Ne permet pas la croissance bactérienne

Nettoyage recommandé

Avant chaque utilisation, laver à l'eau tiède avec un savon doux et rincer abondamment à l'eau propre avant d'appliquer sur la peau.

Conseil d'utilisation

1. Placer le coussin « Boomerang GEL PAD » sur le visage.
2. Adapter et placer correctement le masque sur le « Boomerang GEL PAD » voir figure 1 ci-contre

Précautions de stockage & d'utilisation

- Protéger le produit des rayons du soleil
- Ranger le gel dans son emballage d'origine
- Conserver le produit à l'écart du feu
- Ne pas laver au shampoing
- Ne pas placer dans un four à micro-ondes ou traditionnel
- Ne pas nettoyer au lave-vaisselle

Remplacer le Boomerang GEL PAD tous les 30 jours

La protection nasale Boomerang GEL PAD pour masque permet d'améliorer le confort du patient lorsqu'il effectue son traitement avec son masque et la PPC.

Il permet d'éviter ainsi le dessèchement de la peau.

Hypoallergénique, sans latex, ni silicone.

Avantages :

Diminue l'assèchement de la peau et les plaies faciales

Agit comme protection entre le masque et la peau

Améliore le confort avec le masque

Lavable

Hypoallergénique

Sans latex, ni silicone

Disponible en 2 tailles : S (Small) et ML (Medium Large)

Facile d'utilisation



Figure 1



Désignation

Référence

GEL PAD BOOMERANG Taille S

AGGELPAD -PS

GEL PAD BOOMERANG Taille ML

AGGELPAD - ML

GEL PAD BOOMERANG Taille S & ML

AGGELPAD - PK