



- Protège la santé

Le système de désinfection SoClean® utilise l'oxygène actif, une technique sûre et naturelle permettant de désinfecter soigneusement et sans effort.

- Destruction à 99.9% des germes

La technique utilisée par le système de désinfection So-Clean® détruit à 99,9% les bactéries, les virus et les moisissures.

- Compatible

L'oxygène actif n'est pas agressif, les PPC, les humidificateurs, tuyaux et masques peuvent être désinfectés par le système SoClean® journalièrement.

- Complètement automatique

Il suffit d'appuyer sur le bouton M/A pour lancer le cycle de désinfection, l'arrêt se fera automatiquement.

- Gain de temps

Plus besoin de nettoyer et de démonter tous les éléments. Il suffit de poser le masque dans le réservoir de l'appareil SoClean®, de relier l'humidificateur de la PPC sans le vider et l'appareil SoClean®. L'eau de l'humidificateur sera également désinfectée.

- Ni eau, ni produits chimiques

La technique n'utilise eau ni produits chimiques.

- Pas de démontage de l'équipement

Il est inutile de désassembler les différents éléments. La PPC, l'humidificateur (si utilisé), le tuyau et le masque restent assemblés, l'oxygène actif passera au travers de tous les éléments.

- Ecran de visualisation

Un écran en face avant permet de suivre les opérations. Des led indiquent également l'état de l'appareil SoClean®.

Pour plus d'informations, visitez :
www.l3medical.fr



Maintenant,
le nettoyage est un jeu d'enfant !



Le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus efficace pour nettoyer votre équipement PPC



L3 Médical

Le Parc des Alpes – 69 bis, rue de Malacombe
38070 Saint Quentin Fallavier – France

Tél.: +33 (0)474 825 727

Fax.: +33 (0)474 827 938

contact@l3medical.com www.l3medical.fr



Nettoyer devrait être simple

Le moyen le plus rapide, le plus simple et le plus efficace pour nettoyer votre équipement PPC.

Le premier système automatisé au monde Nettoyeur et assainisseur d'équipement PPC

Un moyen plus rapide, plus simple et plus efficace de nettoyer l'équipement PPC. L'unité de nettoyage SoClean élimine 99,9% des germes et des bactéries présents dans votre masque, votre tuyau et votre réservoir sans démontage, sans eau ni produits chimiques. C'est le moyen le plus sûr et le plus sain de respirer plus pur et d'avoir une meilleure utilisation de la PPC.



PAS DE DEMONTAGE

Désinfectez tout votre équipement PPC sans retirer le masque, le tuyau et l'humidificateur. Même désinfecter l'eau!



DETRUIT LES GERMES

Élimine 99,9% des germes, bactéries, virus et moisissures des PPC sans risque et naturellement sans eau ni produits chimiques!



GAGNER DU TEMPS

Le nettoyage de PPC ne devrait pas vous occuper une partie de la journée. Le cycle de nettoyage CPAP automatisé fait le travail pour vous.

Une simple goutte d'eau PPC laissée dans votre masque ou votre tuyau peut créer un terrain fertile pour les germes et les bactéries. Le nettoyage à l'oxygène activé de SoClean désinfecte complètement votre masque, tuyau et réservoir CPAP sans eau ni produits chimiques.

Arrêtez de tomber malade avec une PPC sale et simplifiez-vous la vie quotidienne avec Soclean

L'appareil de désinfection SoClean® utilise le même procédé utilisé dans :



Purification de l'eau



Stockage de produits



Entretien hôtels



Désinfection Hôpitaux

Utilisation simple



Ouvrir le couvercle
Insérer le raccord 22 mm sur raccord de l'humidificateur
Glisser le petit tuyau noir dans l'humidificateur
Vérifier les réglages sur l'écran



Placer le masque dans l'enceinte
Glisser le tuyau dans une des encoches gauche ou droite
Vérifier que l'étanchéité soit faite au niveau du joint de l'encoche



Fermer le couvercle
Appuyer sur le bouton de mise en route du Soclean
Attendre la fin du cycle de désinfection automatique