

SureFlow™


Distribution efficace d'oxygène pour plusieurs patients à partir d'une seule source

Contrôle du débit pour plusieurs patients

Combinez le NewLife Intensity 10 avec le distributeur d'oxygène multi-patients SureFlow pour fournir l'oxygène de manière rentable plusieurs patients avec une seule source. SureFlow est un dispositif de distribution de conception unique qui administre efficacement de l'oxygène de qualité médicale à partir d'un concentrateur d'oxygène ou d'une autre source d'oxygène unique. Le SureFlow est configuré avec cinq débitmètres à faible débit, et peut être utilisé dans un large éventail de contextes pour répondre à une grande variété de besoins des patients, permettant la distribution d'oxygène pour les soins critiques jusqu'à 10 l/min.

Installation

- Posé sur une table ou un bureau
- Fixé au mur



Diverses applications

- Utilisation pédiatrique et adulte dans les hôpitaux, les cliniques et les centres d'urgence
- Utilisation dans les zones sous-développées avec une infrastructure réduite ou inexistante en matière de distribution d'oxygène médical
- Pour répondre aux besoins en oxygène pédiatrique à faible débit dans une pouponnière de soins intensifs dans les pays à revenu faible ou intermédiaire

Utilisation idéale

- Fournir jusqu'à cinq personnes par unité SureFlow
- Connecter deux ou plusieurs unités SureFlow ensemble pour desservir plus de personnes

Caractéristiques techniques du SureFlow

DÉBITMÈTRES

Des débitmètres à faible débit peuvent être utilisés de 0,1 l/min à 1 l/min avec des incréments de 0,1 l/min indiqués par des graduations arrières pour un meilleur angle de vue.

PRÉCISION DU DÉBITMÈTRE

±10 % ou 200 mL, selon la valeur la plus élevée

PRESSION D'ENTRÉE MAXIMALE

138 kPa (20 psig)

DIMENSIONS

5,8 x 9,7 x 7,2 in
(14,7 x 24,6 x 18,3 cm)

POIDS

1,49 kg (3,28 lb)

GARANTIE

3 ans sur les pièces

HOMOLOGATIONS INTERNATIONALES

CE 0459 (FM069-2 uniquement)
Certifié ISO 13485:2016



Pour en savoir plus sur NewLife Intensity 10 et les produits accessoires, consultez le site suivant

CAIREinc.com


CAIRE®

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÈTES, CONSULTEZ LA DÉCLARATION DE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT. Veuillez consulter le mode d'emploi applicable au produit pour les indications, contre-indications, avertissements, précautions et informations de sécurité détaillées relatifs au produit.

© 2022 CAIRE Inc. Tous droits réservés. ML-CONC0084-1 C