

Oxymètre de doigt souple



L'oxymètre de doigt OxyWatch est destiné à la mesure ponctuelle non invasive de la Saturation pulsée de l'hémoglobine en Oxygène ou SpO₂.

Ne pas confondre avec la SaO₂ qui est la Saturation artérielle de l'hémoglobine en Oxygène mesurée par les gaz du sang.

L'OxyWatch est compact et simple d'utilisation. Le doigtier intégré lui procure un confort supérieur et favorise une meilleure tenue.

Le capteur OxyWatch est exclusivement destiné à une utilisation sur adulte.


Simple à utiliser, cet appareil unique délivre les résultats pratiquement instantanément. Placez l'OxyWatch sur un doigt, en quelques secondes les mesures de la SPO2 et de la fréquence du pouls sont affichées. Six modes d'affichage multidirectionnels sont disponibles. La consommation étant faible, une seule pile AAA est nécessaire à son fonctionnement.

Pour optimiser son autonomie, l'OxyWatch s'arrête automatiquement après 2 minutes sans utilisation dès que le doigt est retiré de la pince.

Spécifications techniques

Dimensions L x l x H (mm)	62.5 x 47x 39.5
Poids (gr)	50 gr (pile incluse)
Garantie	2 ans
Alimentation électrique	1 pile alcaline AAA
Autonomie	+ de 15 heures en fonctionnement continu
Matériau enveloppe	silicone
Conditions de fonctionnement	
Température d'utilisation	0°C à 50°C
Humidité	10 à 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	720 - 1060 hPa (540 -795 mmHg)
Conditions de stockage	
Température de stockage	-10°C à 60°C
Humidité	> 95 % (sans condensation)
Pression atmosphérique	110 - 4053 hPa (83 -3038 mmHg)
Plage de mesure	
Saturation	70 à 99%
Pouls	30 à 235 bpm
Tolérance	
Saturation	± 2 % de 75 à 99%
	± 3 % de 50 à 75%
Pouls	± 2 bpm
Affichage	
Saturation	2 chiffres
Pouls	3 chiffres
Indication	Niveau Piles bas
Affichage	Ecran OLED
Valeurs	6 modes affichage multidirectionnels
Arrêt	Par appui long ou automatique au bout de 2 min
Marquage CE	0123
Livré avec	2 piles alcalines AAA
	Dragonne
	Mode d'emploi

* Les caractéristiques du produit sont sujettes à modification sans préavis.



Principe de fonctionnement
1 - Emetteurs Luminescence et infrarouge
2 - Récepteurs Luminescence et infrarouge

Caractéristiques de l'oxymètre OxyWatch

- Très grand confort et tenue
- Faible consommation
- Un seul bouton
- Six modes d'affichage multidirectionnels
- Arrêt automatique
- Garantie 2 ans

Désignation

Oxymètre de doigt OxyWatch livré avec 2 piles, dragonne et mode d'emploi

Référence

MD 300 CB31